


## Einbindung des VML-GK1/GK2 in Psyprax.

**Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.**


**1) Starten Sie Psyprax.**

**2) Gehen Sie in der Patientenliste auf den Reiter *Datei*.**



Wählen sie  
*Konfigurieren*.

**3) Jetzt öffnet sich das Fenster Konfigurieren.**



Klicken Sie zunächst auf *Chipkartenleser*.

Als Chipkartenleser wählen Sie das Zemo VML-GK1 aus.

Bei *COM-Port-Nummer* tragen Sie die 0 (Null) ein.

Schließen Sie nun das Formular mit der *OK*-Taste.